



GASTROSTOMIA E DUODENOSTOMIA – PEG NEL CANE E NEL GATTO

L'inserimento nello stomaco o nel primo tratto dell'intestino di una sonda per l'alimentazione attraverso la parete addominale, può risultare molto utile in pazienti anoressici con patologie croniche o in pazienti nei quali un'alimentazione attraverso una sonda naso-esofagea non risulta applicabile. Se necessario l'animale può essere alimentato anche per mesi attraverso questa sonda PEG. L'inserimento del tubo PEG con il metodo endoscopico è più sicuro e più veloce della tecnica tradizionale a inserimento cieco o per laparotomia; ciò risulta essere particolarmente importante, visto che spesso si tratta di pazienti debilitati i quali necessitano dell'alimentazione artificiale fino alla risoluzione della malattia.