



STERILIZZAZIONE DELLA CAGNA E DELLA GATTA

La sterilizzazione in laparoscopia permette l'asportazione completa delle gonadi (ovaie) in modo completo con una accuratezza sorprendente. Con l'ausilio di una microtelecamera vengono individuate le gonadi e poi asportate attraverso due piccole incisioni di 5 mm, senza la necessità di tagliare la parete addominale fino a 15 cm e senza la necessità di estrarre sotto tensione gli organi della riproduzione. Non si utilizziamo punti di sutura o legature con fili chirurgici all'interno della cavità addominale, evitando così il rischio di apertura delle legature o reazioni al materiale di sutura da parte dell'organismo. Il stesso giorno dell'intervento i pazienti si comportano come se niente fosse successo. Come in tutti gli interventi di chirurgia mini invasiva, non è necessario l'utilizzo del collare Elisabetiano durante il periodo postoperatorio e anche la tosatura della pelliccia viene ridotta al minimo e comunque nel rispetto della sterilità intraoperatoria.